

## Instrução de Uso COMPONENTES PROTÉTICOS RIELLENS PARA IMPLANTE DENTÁRIO

IFUUC Rev00 de 02/2017

Português

### Luvas / Copings

As Luvas e Copings Riellens são de uso específico para profissionais habilitados, com treinamento específico em próteses dentárias e implantodontia, incluindo diagnóstico, planejamento pré-operatório e o protocolo cirúrgico.

### Intenções de Uso

As Luvas e Copings Riellens tem como função reposar ou substituir a estrutura dentária a fim de restabelecer as funções mastigatórias e estéticas do paciente.

### Indicação de Uso

COMPONENTES LUVA / COPING RIELLENS					
COMPONENTES	INDICAÇÃO DE USO	MODELOS	CARACTERÍSTICAS	CONEXÃO	DIÂMETRO
	Utilizados para enceramento e fundição de estruturas de coroas protéticas parafusadas unitária ou múltipla.	Base em Cromo Cobalto CrCo	A base em Cromo Cobalto não sofre alteração em sua estrutura, oferecendo maior precisão na adaptação da prótese sobre o implante.	Anti Rotacional	Utilizadas para coroas protéticas unitária
					Ø 3.3, 4.1, 5.0
		Plástica		Rotacional	Utilizadas para coroas protéticas múltipla
					Ø 3.4, 4.1, 5.0
	Produto sofre degradação no processo de fundição	TI		Anti Rotacional	Utilizadas para coroas protéticas unitária
					Ø 3.5, 4.3, 5.0
		CM		Rotacional	Utilizadas para coroas protéticas múltipla
					Ø 3.0, Ø 3.3, 4.0, NN, NP, RN, RP, WN

### Especificações e características técnicas

As Luvas e Copings estão disponíveis totalmente plástica, fabricados em Poliacetal Natural e com cinta em CrCo, fabricados com base em Cromo Cobalto conforme Standard Specification for Wrought Cobalt-28Chromium-6Molybdenum Alloys for Surgical Implants (UNS R31537, UNS R31538, and UNS R31539) e possuem uma luva plástica em formato cilíndrico que é encaixada na parte superior da base, são de uso único e fornecidos não estéreis, apresentam-se em duas peças, componente + parafuso para fixação.

### Torques Recomendados:

COMPONENTES PROTÉTICOS	TIPOS DE ROSCAS	INDICAÇÃO DE USO	MODELOS	TORQUE RECOMENDÁVEL	TORQUE MÁXIMO PERMITIDO
	Rosca M1.4	São indicados para fixação dos componentes diretamente ao implante, com a aplicação de torque controlado garantindo a perfeita adaptação. São confeccionados com Titâniu ASTM F136 em corpo único possuindo em uma das extremidades uma rosca externa e na outra um encaixe interno no formato de Hexágono, Quadrado ou Unigrip.	Hexagonal Quadrado Unigrip	20 N.cm	26 N.cm
				25 N.cm	32.5 N.cm
	Rosca M1.6	São indicados para fixação dos componentes diretamente ao implante, com a aplicação de torque controlado garantindo a perfeita adaptação. São confeccionados com Titâniu ASTM F136 em corpo único possuindo em uma das extremidades uma rosca externa e na outra um encaixe interno no formato de Hexágono, Quadrado ou Unigrip.	Hexagonal Quadrado Unigrip	32 N.cm	41.6 N.cm

### Forma de Apresentação Embalagem

As Luvas e Copings Riellens são embalados individualmente em embalagem tipo blister garantindo a integridade e limpeza do produto até o uso do profissional. Informações como: descrição, dimensão, estão disponíveis no rótulo do produto. São acompanhados por três etiquetas de rastreabilidade, que devem obrigatoriamente ser fixadas: (i) no prontuário clínico; (ii) no documento a ser entregue ao paciente; (iii) na nota fiscal de compra do produto.



**CUIDADO** - Sempre utilize o ponto de pega da embalagem, evitando quedas e contato direto com locais contaminados.

### Manuseio

#### - Prótesico

Após a sequência clínica e a confecção do modelo de trabalho, inicie o planejamento protético com o enceramento, definindo a anatomia final das Luvas e Copings. As margens determinadas pelo processo de usinagem devem ser respeitadas. Não é recomendado o enceramento além das margens dos componentes, para que não haja perigo de invasão da área pelo metal durante o processo da fundição. Para revestimentos de fusão, seguir orientações do fabricante.

#### - Dentista

Prótese direto no implante ou no intermediário - Após a finalização do processo de fundição, a prótese deve ser higienizada conforme protocolo profissional. Coloque a prótese diretamente sobre o implante ou intermediário e em seguida introduza o parafuso, aplicando o torque recomendado (específico para cada interface protética), conforme tabela torque recomendado.

### Contraindicações:

A utilização das Luvas e Copings Riellens são contraindicados nos casos do paciente apresentar sensibilidade ao material, havendo a possibilidade de reações alérgicas a algum dos elementos químicos que compõem a matéria-prima talis como: Al, Co, Cr, Mo, Ni, Mg, Fe, Si.

### Limpeza dos componentes:

A Riellens disponibiliza todas as suas Luvas e Copings higienizados. Qualquer componente usado que deva ser devolvido ao serviço de pós-vendas, deverá ser enviado após a limpeza e descontaminação no consultório.

### Esterilização

Os componentes calcináveis são para uso em fundição de próteses definitivas e portanto não se aplica o capítulo "Esterilização".

### Precauções e Advertências

O não cumprimento dos procedimentos descritos nesta instrução de uso pode conduzir a uma ou todas as complicações seguintes: danos no implante ou componentes; afrouxamento dos componentes; restauração final inadequada ou má adaptação das próteses móvel e fixa; insucesso do implante.

A Riellens RECOMENDA USO ÚNICO, SENDO PROIBIDO REPROCESSAR, a reutilização dos componentes implicará em danos à saúde do paciente que poderá entrar em contato com um produto contaminado. A utilização de componentes ou instrumentos que não são compatíveis tornará todas as garantias nulas. A utilização e o manuseio correto deste produto são de única responsabilidade do utilizador. A Riellens não assume qualquer responsabilidade relativa a danos resultantes da utilização incorreta de seus produtos.

O ambiente para a instalação da prótese deve estar limpo e adequado para a manipulação e uso de produtos para a saúde.

**ATENÇÃO**  
**Produto de uso odontológico destinado ao uso de profissionais habilitados.**  
**Fornecido NÃO ESTÉRIL.** Os componentes calcináveis não devem ser esterilizados em autoclave pois não suportam tais temperaturas.

### Avisos

Torção superior ao torque recomendado pode resultar em danos no encaixe do parafuso e fratura causando o insucesso da prótese.

Torção inferior ao torque recomendado podem resultar no afrouxamento do componente que pode conduzir ao insucesso da prótese.

### Cuidado

Para apertar o parafuso utilize o torquímetro até obter o torque desejado e para a estabilização utilize a chave de fixação. Seguir instruções do fabricante do equipamento.

Assegure-se de que os parafusos de ligação entre o implante e a prótese estejam corretamente alinhados em todos os componentes secundários para evitar desgaste nas roscas.

### Efeitos Adversos

Não ocorrerão efeitos adversos, desde que seja utilizado apenas para as indicações que se destina.

### Cuidados Pós-instalação

Aconselhe o paciente a visitar periodicamente o cirurgião-dentista.

### Condições de Armazenamento

Sempre armazene em temperatura ambiente entre 15°C e 35°C na embalagem original. Não expor à luz solar direta.

### Descarte do produto

Para descarte das Luvas e Copings Riellens utilizados ou considerados inadequados deve-se seguir os procedimentos legais vigentes para descarte de produtos e devem ser descaracterizados, podendo ser cortados, entortados ou limados.

### Prazo de Validade e lote

Data de fabricação, validade e lote vide embalagem.

### AVISO INSTRUÇÃO DE USO

Esta INSTRUÇÃO DE USO é disponibilizada em formato não impresso (eletrônico), através do endereço eletrônico do fabricante www.riellens.com.br  
As INSTRUÇÕES DE USO estão indexadas no site através do respectivo NOME COMERCIAL do produto, informados no rótulo do produto adquirido. Caso seja de interesse do profissional, as INSTRUÇÕES DE USO poderão ser fornecidas em formato impresso, sem custo adicional. Sendo que a solicitação deverá ser realizada junto ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) do fabricante.

### Instructions for Use

### RIELLENS PROSTHETIC COMPONENTS FOR DENTAL IMPLANT

English

IFULC Rev00 of 02/2017

### Uclas / Copings

Riellens Uclas and Copings are used specifically by qualified professionals, with specific training in dental prosthesis and implant dentistry, including diagnosis, pre-surgery planning and surgical protocol.

### Intended Use

Riellens Uclas and Copings have as objective to replace the dental structure in order to restore the chewing and aesthetics functions of the patient.

RIELLEN'S UCLA / COPING COMPONENTS					
COMPONENTS	INDICATION FOR USE	MODELS	FEATURES	CONNECTION	DIAMETER
	Used for waxing and casting of unitary or multiple prosthetic crowns.	CrCo Base	Cobalt-Chrome base does not change its structure, offering greater precision in adjustment of the prosthesis on the implant.	Anti-Rotational	Ø 3.3, 4.1, 5.0
				Rotational	Ø 3.4, 4.1, 5.0
	Product suffers degradation in the casting process	Plastic		Anti-Rotational	Ø 3.5, 4.3, 5.0
				Rotational	Ø 3.0, Ø 3.3, 4.0, NN, NP, RN, RP, WN

### Specifications and technical features

The Uclas and Copings are available fully plastic, made of Natural Polyacetal and with strap in CrCo, manufactured based on Cobalt Chrome as Standard Specification for Wrought Cobalt-28Chromium-6Molybdenum Alloys for Surgical Implants (UNS R31537, UNS R31538, and UNS R31539) and have a cylindrical shaped plastic glove that is fitted at the top of the base, for single-use and non-sterile, presented in two parts, component + screw for fixing.

## Recommended Torques:

PROTEIN COMPONENTS	TYPES OF THREADS	INDICATION OF USE	MODELS	RECOMMENDED TORQUE	MAXIMUM TORQUE PERMITTED
	Thread M1.4	They are indicated for fixation of the components directly to the implant, with the application of controlled torque guaranteeing the perfect adaptation. They are made with ASTM F136 Titanium in a single body having at one end an external thread and in the other an internal socket in the shape of Hexagon, Square or Unigrip.	Hexagonal Square Unigrip	20 N.cm	26 N.cm
	Thread M1.6			25 N.cm	32.5 N.cm
	Thread M1.8, M2.0 e M2.5			32 N.cm	41.6 N.cm

## Packaging Packing

Riellens Ucla and Copings are packed individually in blister packs, ensuring the integrity and cleaning of the product until the use by the professional. Information such as: description, size are available in the product's label. They are accompanied by three traceability labels, which must be mandatorily fixed in: (i) the clinical record; (ii) the document to be delivered to the patient; (iii) the product's purchase invoice.



**CAUTION** - Always use the package grip point, avoiding falls and direct contact with contaminated sites.

Riellens Ucla and Copings may not be used if the package (Blister) is damaged or after the expiration date. All Riellens Ucla and Copings are marketed with their respective screw, and may be sold separately as spare part.

## Handling

### - Prosthetic

After the clinical sequence and making of the work model, start the prosthetic planning with waxing, setting the final anatomy of Ucla and Copings. The margins determined by the machining process must be respected. Waxing is not recommended beyond the margins of the components, so there is no danger of invasion of the area by the metal during the casting process. For fusion coating, follow the manufacturer's guidelines.

### - Dentist

Prosthesis directly on the implant or intermediary - After the casting process, the prosthesis should be cleaned as professional protocol. Place the prosthesis directly on the implant or intermediary and then insert the screw, applying the recommended torque (specific to each prosthetic interface), according to the recommended torque table.

## Contraindications:

The use of Riellens Ucla and Copings is contraindicated in cases of patient sensitivity to the material, with the possibility of allergic reactions to any of the chemical elements that comprise the raw material such as: Al, Co, Cr, Mo, Ni, Mg, Fe, Si.

## Components cleaning:

Riellens Uclas and Copings are provided clean. Any used component that must be returned to the after-sales service must be sent after cleaning and decontamination in the dental clinic.

## Sterilization

The casting cylinder Components shall be used in the definitive prosthesis casting and therefore the chapter "Sterilization" does not apply.

## Precautions and Warnings

The non-compliance with the procedures described in these instructions for use may cause one or all of the following complications: damage to the implant or components; components slackening; inadequate final restoration or maladaptation of fixed and movable prostheses; implant failure.

Riellens RECOMMENDS SINGLE USE, BEING PROHIBITED TO REPROCESS, the reuse of components will cause damage to the patient's health that might come into contact with a contaminated product. The use of incompatible components and instruments voids all warranties. Users are responsible for the proper use and handling of this product. Riellens will not be responsible for any damage caused due to inadequate use of its products.

The prosthesis installation environment must be clean and appropriate to the handling and use of health product.

## WARNING

Dental product intended for use by licensed professionals. **NON-STERILE**. Casting Cylinder Components should not be autoclaved as it does not support such temperatures.

## Warnings

Going above the recommended torque values may result in damage to the screw fit and fracture, causing the prosthesis to fail. Torsion lower than the recommended torque may result in slackening of the component, which can lead to prosthesis failure.

## Caution

In order to tighten the screw use the torque wrench until the intended torque is attained, and, for stabilization, use the fixation key. Follow the equipment manufacturer's instructions.

Make sure that the connections screws between the implant and the prosthesis are properly

## Adverse Effects

No adverse effects will occur, provided that it is used only for the intended indications.

## Caution Post-installation

Advise the patient to periodically visit the dental surgeon.

## Storage Conditions

Always store it at room temperature between 15°C and 35°C in the original package. Do not expose to direct sunlight.

## Product disposal

The legal procedures in force must be complied with for disposal of used or inadequate Ucla and Copings and they must also have their characteristics removed by being cut, twisted or filed.

## Expiration Date and batch

Manufacture date, expiration and batch see package.

## WARNING INSTRUCTIONS FOR USE

These INSTRUCTIONS FOR USE are available online at the manufacturer's website [www.riellens.com.br](http://www.riellens.com.br)

The INSTRUCTIONS FOR USE are indexed on the website by the TRADE NAME of the product, which can be found on the label of the product purchased. The INSTRUCTIONS FOR USE can be provided in printed material without additional cost if the professional prefers. Such request can be made at the Customer Service of the manufacturer.

## Instrucciones de Uso

### COMPONENTES PROTÉSICOS RIELLENS PARA IMPLANTE DENTAL

Español

IFULC Rev00 del 02/2017

## Ucla/ Copings

Las uclas y Copings Riellens son de uso específico para profesionales habilitados, con entrenamiento específico en prótesis dentales e implantología, incluyendo diagnóstico, planificación preoperatoria y protocolo quirúrgico.

## Intenciones de Uso

Las uclas y Copings Riellens tienen como función reponer o sustituir la estructura dental a fin de restablecer las funciones de masticación y estéticas del paciente.

## Indicaciones de Uso

COMPONENTES UCLA / COPING RIELLEN'S					
COMPONENTES	INDICACIONES DE USO	MODELOS	CARACTERÍSTICAS	CONEXIÓN	DIÁMETRO
Utilizados para encerado y fundición de estructuras de coronas protésicas atornilladas unitarias o múltiples.	Base CrCo	La base en Cromo Cobalto no sufre alteración en su estructura, ofreciendo mayor precisión en la adaptación de la prótesis sobre el Implante.	Anti Rotativo	Utilizadas para coronas protésicas unitarias	HE Ø 3.3, 4.1, 5.0
			Rotativo	Utilizadas para coronas protésicas unitarias múltiples	HI Ø 3.4, 4.1, 5.0
	Plástica	El producto sufre degradación en el proceso de fundición	Anti Rotativo	Utilizadas para coronas protésicas unitarias	TI Ø 3.5, 4.3, 5.0
			Rotativo	Utilizadas para coronas protésicas unitarias	CM Ø 3.0, Ø 3.3, 4.0, NN, NP, RN, RP, WN

## Especificaciones y características técnicas

Las uclas y Copings están disponibles totalmente plásticos, fabricados en Poliacetal Natural y con cinta en CrCo, fabricados con base en Cromo Cobalto conforme a Especificación Estándar para Forjado Cobalt-28Chromium-6Molybdenum Alloys para Implantes Quirúrgicos (UNOS R31537, UNOS R31538, y UNOS R31539) y poseen un ucla plástico en formato cilíndrico que se encaja en la parte superior de la base, son de uso único y se suministran no estériles, se presentan en dos piezas, componente + tornillo para fijación.

## Tensiones Recomendadas:

COMPONENTES PROTÉSICOS	TIPOS DE ROSCAS	INDICACIONES DE USO	MODELOS	TORSIÓN RECOMENDABLE	TORSIÓN MÁXIMA PERMITIDO
	Rosca M1.4	Son indicados para la fijación de los componentes directamente al implante con la aplicación de torsión controlada garantizando la perfecta adaptación. Son confeccionados con de Titanio ASTM F136 en cuerpo único poseyendo en una de las extremidades una rosca externa y en la otra en la otra encaje interno en el formato hexágono, cuadrada o Unigrip.	Hexágono, Cuadrada Unigrip	20 N.cm	26 N.cm
	Rosca M1.6			25 N.cm	32.5 N.cm
	Rosca M1.8, M2.0 e M2.5			32 N.cm	41.6 N.cm

## Forma de Presentación Embalaje

Las uclas y Copings Riellens son embalados individualmente en embalaje tipo blíster garantizando la integridad y limpieza del producto hasta el uso del profesional. Información como: descripción, dimensión, están disponibles en el rótulo del producto. Son acompañados por tres etiquetas de trazabilidad, que deben fijarse obligatoriamente: (i) en la historia clínica; (ii) en el documento a ser entregado al paciente; (iii) en la factura de compra del producto.



**CUIDADO** - Siempre agarre el embalaje del lugar indicado, evitando caídas y contacto directo con lugares contaminados.

En el caso de daño en el embalaje (Blíster) o después de expiración de la fecha de caducidad, Las uclas y Copings Riellens no podrán ser utilizados. Todas los protectores y Copings Riellens son comercializados con su respectivo tornillo, pudiendo ser vendidos separadamente como pieza de reposición.

## Manipulación

### - Protésico

Después de la secuencia clínica y la confección del modelo de trabajo, inicie la planificación protésica con el encerado, definiendo la anatomía final de Las uclas y Copings. Los márgenes determinados por el proceso de mecanizado deben ser respetados. No se recomienda el encerado por fuera de los márgenes de los componentes, para que no haya peligro de invasión del área por el metal durante el proceso de la fundición. Para revestimientos de fusión, seguir las orientaciones del fabricante.

### - Dentista

Prótesis directo en el implante o en el intermediario - Después de la finalización del proceso de fundición, la prótesis debe ser higienizada conforme al protocolo profesional. Coloque la prótesis directamente sobre el implante o intermediario y luego introduzca el tornillo, aplicando la torsión recomendada (específica para cada interfaz protética), conforme a la tabla de torsión recomendada (específico para cada interface protética), conforme tabla torsión recomendada.

## Contraindicaciones:

La utilización de las uclas y Copings Riellens son contraindicados en los casos donde el paciente presente sensibilidad al material, existiendo la posibilidad de reacciones alérgicas a alguno de los elementos químicos que componen la materia prima, tales como: Al, Co, Cr, Mo, Ni, Mg, Fe, Si.

## Limpieza de los componentes:

Riellens ofrece todos sus protectores y Copings higienizados. Cualquier componente usado que deba ser devuelto al servicio de postventa, deberá ser enviado después de la limpieza y descontaminación en el consultorio.

## Esterilización

Los Componentes calcinables son para uso en fundición de prótesis definitivas y, por lo tanto, no se aplica el capítulo «Esterilización».

#### **Contraindicaciones:**

La utilización de las uclas y Copings Riellens son contraindicados en los casos donde el paciente presente sensibilidad al material, existiendo la posibilidad de reacciones alérgicas a alguno de los elementos químicos que componen la materia prima, tales como: Al, Co, Cr, Mo, Ni, Mg, Fe, Si.

#### **Limpieza de los componentes:**

Riellens ofrece todos sus Uclas y Copings higienizados. Cualquier componente usado que deba ser devuelto al servicio de postventa, deberá ser enviado después de la limpieza y descontaminación en el consultorio.

#### **Esterilización**

Los Componentes calcinables son para uso en fundición de prótesis definitivas y, por lo tanto, no se aplica el capítulo «Esterilización».

#### **Precauciones y Advertencias**

El no cumplimiento de los procedimientos descritos en esta instrucciones de uso puede conducir a una o todas las complicaciones siguientes: daños en el implante o componentes; aflojamiento de los componentes; restauración final inadecuada o mala adaptación de las prótesis móvil y fija; fracaso del implante.

Riellens RECOMIENDA UN USO ÚNICO, QUEDA PROHIBIDO REPROCESAR, la reutilización de los componentes implicará daños a la salud del paciente que podrá entrar en contacto con un producto contaminado. La utilización de componentes o instrumentos que no son compatibles volverá a todas las garantías nulas. La utilización y la manipulación correcta de este producto son de única responsabilidad del usuario. Riellens no asume ninguna responsabilidad relativa a daños resultantes de la utilización incorrecta de sus productos.

El ambiente para la instalación de la prótesis debe estar limpio y adecuado para la manipulación y uso de productos para la salud.

#### **ATENCIÓN**

**Producto de uso odontológico destinado al uso de profesionales habilitados. Suministrado NO ESTÉRIL. Los Componentes Calcinables no deben ser esterilizados en autoclave pues no soportan tales temperaturas.**

#### **Avisos**

Una torsión superior a la recomendada puede resultar en daños en el encaje del tornillo y rotura, causando el fracaso de la prótesis.

Una torsión inferior a la recomendada puede resultar en el aflojamiento del componente que puede conducir al fracaso de la prótesis.

#### **Cuidado**

Para apretar el tornillo utilice el torquímetro hasta obtener la torsión deseada y para la estabilización utilice la llave de fijación. Seguir las instrucciones del fabricante del equipo. Asegúrese de que los tornillos de conexión entre el implante y la prótesis estén correctamente alineados en todos los componentes secundarios para evitar el desgaste en

#### **Efectos Adversos**

No tendrán lugar efectos adversos, siempre que sea utilizado únicamente para las indicaciones a las que se destina.

#### **Cuidados Postinstalación**

Aconseja al paciente visitar periódicamente al cirujano dentista.

#### **Condiciones de Almacenamiento**

Siempre almacenar en temperatura ambiente entre 15°C y 35°C en el embalaje original. No exponer a la luz solar directa.

#### **Descarte del producto**

Para desechar las uclas y Copings Riellens utilizados o considerados inadecuados se deben seguir los procedimientos legales vigentes para el descarte de productos y no deben ser identificables, pudiendo ser cortados, doblados o limados.

#### **Fecha de Caducidad y lote**

Fecha de fabricación, caducidad y lote, ver embalaje.

#### **AVISO INSTRUCCIONES DE USO**

Estas INSTRUCCIONES DE USO se ponen a disposición en formato no impreso (electrónico), a través de la dirección electrónica del fabricante [www.riellens.com.br](http://www.riellens.com.br)

Las INSTRUCCIONES DE USO se indican en el sitio a través del respectivo NOMBRE COMERCIAL del producto y son informados en el rótulo del producto adquirido. En caso de que sea de interés del profesional, las INSTRUCCIONES DE USO podrán ser suministradas en formato impreso, sin costo adicional. La solicitud deberá realizarse junto al SAC (Servicio de Atención al Cliente) del fabricante.

#### **Legenda dos símbolos utilizados nas embalagens conforme Norma EN 980:**

**Subtitle of the symbols used on the packaging as EN 980 Standard:**

**Referencia de los símbolos utilizados en los embalajes conforme a la Norma EN 980:**

	Fabricante / Manufacturing / Fabricante
	Data de fabricação / Date of manufacture
	Fecha de fabricación
	Referência de catálogo / Catalogue number Número de catálogo
	Código do lote Batch code Código del lote
	Prazo de validade / Use by Fecha de caducidad
	Cuidado / Caution / Cuidado
	Consulte as instruções de uso Consult instructions for use Consulte las instrucciones de uso
	Matena afastado da luz solar Keep away from sunlight Mantener fuera de la luz solar
	Não reutilize / Do not reuse / no lo reutilice
	Representante autorizado na Comunidade Europeia Authorized representative in the European Community Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Não utilize se a embalagem estiver danificada Do not use if package damaged No utilizar si el envase está dañado
	35°C Upper limit of temperature Límite superior de temperatura
	Não estéril / Non-Sterile / no estéril
	Conserve seco / Keep dry / Mantener seco



#### **RIELLENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP.**

Rua Fernando de Noronha, 785 – Jardim Margarida CEP: 06730-000

Vargem Grande Paulista/SP – Brasil CNPJ. 01.459.567/0001-93

AUTORIZ/MS: 8.05237.8

Responsável Técnica: Vanessa Guimarães Souza de Castro CRF: 63664

Telefone Sac: 55 11 - 4158-5018

EXAKTUS-MATERIAL DE REABILITAÇÃO ORAL LDA

Rua: de Laborín, 68, 4430-128

Vila Nova de Gaia, Porto-Portugal

Registro Anvisa: Uclas Plásticas Isento /Uclas CrCo Nº 80523780007