

ATENÇÃO

A utilização dos Cicatrizadores e Tampas de Proteção da Riellen's são de uso específico para profissionais habilitados, com treinamento específico em prótese, implantodontia, incluindo diagnóstico, planejamento e o protocolo cirúrgico. São indicados para o uso cirúrgico. Os Cicatrizadores e Tampas de Proteção fornecidos pela Riellen's são disponibilizados em condição **Não Estéril**.



Nunca utilize os Cicatrizadores e Tampas de proteção Riellen's sem realizar o processo de esterilização antes uso.

1 - Intenções de Uso

Os Cicatrizadores e Tampas de Proteção tem como função preservar a plataforma e o interior do implante, preservar e aumentar, se necessário a gengiva inserida e ajustar a espessura dos tecidos moles, cicatrizando o tecido gengival peri-implantar.

2 - A indicação do Uso

A indicação do uso dos Cicatrizadores e Tampas de Proteção são orientadas conforme tabela que segue:

COMPONENTES CICATRIZADORES / TAMPA DE PROTEÇÃO										
COMPONENTES	INDICAÇÃO DE USO	CARACTERÍSTICA	CONEXÃO	DIÂMETRO	ALTURAS mm					
					2	3	4	5	6	7
	<p>O Cicatrizador e a tampa de proteção são utilizados na segunda fase da cirurgia de implantes, com a finalidade de preservar a plataforma do implante, criar um espaço cilíndrico na gengiva, realizando a cicatrização adequada do tecido gengival.</p>	<p>É um componente de corpo único aplicado diretamente sobre o implante</p>	HE	NP, RP e WP	X	X	X	X	X	X
			HI	NP, RP, WP, Ø3.75, 4.1, 4.3, 5.0 e 6.0	X	X	X	X	X	X
			TI	NP, RP, WP e 6.0	X	X	X	X	X	X
			CM	Ø2.9, 3.3, 3.8, 4.0, 4.5, RN, WN, NC, RC, NP, WP	X	X	X	X	X	X
	<p>É um componente de corpo único aplicado diretamente sobre a peça intermediária</p>	HE	NP, RP e WP							
		HI	NP, RP, WP, Ø3.75, e 6.0							
		TI	NP, RP, WP e 6.0							
		CM	2.9, RN, WN, NC, RC, NP e WP							

Legenda: HE : Hexagono Externo; HI: Hexagono Interno; CM: Cone Morse; TI: Triângulo Interno

3- Especificações e características técnicas


Os Cicatrizadores e Tampas de Proteção Riellen's são Fabricados em Titânio conforme as Norma ASTM F136 e ISO 5832-3 (Standart Specification For Wrought Titanium-6Aluminium-4vanadium) . Possuem formato cilíndrico e apresentam encaixe sextavado (1.2mm) ou Unigrip na extremidade superior para o uso de instrumentais e são fornecidos não estéreis.

4 - Forma de Apresentação

Embalagem

CUIDADO AO ABRIR A EMBALAGEM, EVITANDO QUEDAS, DEFORMAÇÕES E ACÚMULO DE SUJIDADES QUE INTERFERAM NA APLICAÇÃO FINAL DO PRODUTO.

Os Cicatrizadores e Tampas são embalados individualmente em embalagem tipo blister PET com papel grau cirúrgico garantindo a integridade e limpeza até o uso do profissional. Informações como: descrição e encaixe, estão disponíveis no rótulo do produto.



5- Manuseio

Para a abertura da embalagem indica-se, segurar o Blister firmemente e puxar o papel cirúrgico, conforme indicado na imagem acima. O Cicatrizador e a Tampa de proteção devem ser utilizados por um curto prazo sendo recomendado a sua remoção em até 30 dias após a instalação. Para maior segurança, proteja o campo cirúrgico, evitando que caso haja a soltura do produto dentro da boca, não sejam engolidas ou aspiradas pelo paciente.

- Posicione o Cicatrizador / Tampa de Proteção corretamente sobre a conexão do implante e aplique o torque manual recomendado de 15Ncm, certificando-se que não houve micro gap's que permitam o trânsito de micro organismos. .

6 - Contraindicações

A utilização dos Cicatrizadores e tampas de proteção Riellens são contraindicados nos casos de paciente que possuem alergia a algum elemento químico que compõem a matéria-prima tais como ,V, Ti, Ai, O, N, Fe, H e C.

7- Efeitos Adversos / Queixa Técnica

Possíveis complicações : Inflamação gengival, infecções localizadas, desadaptação e problemas mecânicos.

8-Limpeza dos componentes

A Riellens disponibiliza todos os seus Cicatrizadores e Tampas de Proteção Higienizados.

9 - Esterilização

Estes produtos são fornecidos não-estéreis, dessa forma deverão ser esterilizado em autoclave.

-Use indicadores químicos e biológicos para cada ciclo de esterilização, conforme protocolo do consultório
-Permita que os Cicatrizadores / Tampa de Proteção Riellens, sequem e esfriem na autoclave antes de serem manuseados, para evitar a contaminação.

-A Riellens recomenda a esterilização nos parâmetros de 134°C durante 15 minutos .

-A Riellens recomenda colocar os componentes na embalagem própria para esterilização em autoclave.

10 - Precauções e Advertências

-A utilização de componentes ou instrumentais não compatíveis tornará todas as garantias nulas. A utilização e o manuseio correto deste produto são de única responsabilidade do utilizador. A Riellens não assume qualquer responsabilidade relativa a danos resultantes da utilização incorretas dos seus produtos.

-O ambiente para a instalação da prótese deve estar limpo e adequado para a manipulação e uso de produtos para a saúde

-É **'PROIBIDO REPROCESSAR'** os Cicatrizadores e Tampas de proteção , a reutilização dos componentes implicará em danos a saúde do paciente que poderá entrar em contato com um produto contaminado.

-Torção superior ao torque recomendado pode resultar em danos no encaixe, fratura ou travamento dos Cicatrizadores e Tampas de proteção causando falha do implante. Torção inferior ao torque recomendado podem resultar no afrouxamento do componente que pode conduzir a má cicatrização do tecido gengival.

ATENÇÃO

Produto Odontológico destinado ao uso de profissionais habilitados. Fornecido NÃO ESTÉRIL, nunca reutilize os Cicatrizadores / Tampas de proteção Riellens risco de infecção com agentes infecciosos. Cuidado ao Manusear o componente risco de aspirar ou engolir acidentalmente.

11 - Avisos /cuidados

- Caso ocorra queixas técnicas ou eventos adversos com os produtos Riellens, notifique-nos através do SAC.
- Assegure-se de que os Cicatrizadores e tampas de proteção estejam corretamente alinhados para evitar desgaste nas roscas.
- No caso de dano na embalagem (blister) ou após expiração da data de validade, os Cicatrizadores e Tampas de proteção Riellens não poderão ser utilizados.
- Qualquer componente usado que deva ser devolvido ao serviço de pós-vendas, deverá ser enviado estéril após a pré-desinfecção, limpeza e descontaminação no consultório.

12 - Condições de Armazenamento

Sempre armazenar em temperatura ambiente entre 15°C e 35°C na embalagem original. Não expor á luz solar direta.

13 - Descarte do produto

Para descarte dos Cicatrizadores e Tampas de proteção utilizados ou considerados inadequados deve-se seguir os procedimentos legais e vigentes para o descarte de produtos e devem ser descaracterizados, podendo ser cortados, entortados ou limanos.

14- Prazo de Validade e lote

Data de fabricação, validade e lote vide embalagem.

15 - AVISO INSTRUÇÃO DE USO

Esta INSTRUÇÃO DE USO é disponibilizada em formato não impresso (eletrônico), através do endereço eletrônico do fabricante www.riellens.com.br . AS INSTRUÇÕES DE USO estão indexadas no site através do respectivo NOME COMERCIAL do produto, informados no rótulo do produto adquirido. Caso seja de interesse do profissional, as INSTRUÇÕES DE USO poderão ser fornecidas em formato impresso, sem custo adicional. Sendo que a solicitação deverá ser realizada junto ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) do fabricante.

16. Simbologia

 REF	Número no catálogo Catalogue number Número de catálogo	 BR	Data de Fabricação Date of manufacture Fecha de fabricación		Manter seco Keep dry Mantener seco		Devendo ser esterilizado antes do uso Non-Sterile No estéril
 LOT	Código de lote Batch code Código de lote		Válido até Use by Fecha de caducidad		Manter ao abrigo do sol Keep out of the sun Mantener fuera del sol		Consulte as instruções de uso / Consult instructions for use/ Consulte las instrucciones de uso
	Fabricado por Manufacturer Fabricante		Não utilizar se a embalagem danificada Do not use if package is damaged No utilizar si el envase está dañado		Produto de uso único Single-use Product Producto de un solo uso		



RIELLEN'S INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP.
Rua: Fernando de Noronha, 785 - Jardim Margarida
CEP: 06730-000 - Vargem Grande Paulista/SP - Brasil
CNPJ. 01.459.567/ 0001-93 AUTORIZ/MS: 8.05237.8
SAC / Consumer Attendance Service: 55 11 4158 - 9218
e-mail: sac@riellens.com.br www.riellens.com.br

Resp. Técn./ Technical Responsible / Resp. Técn.:
Vanessa Guimarães Souza de Castro
CRFSP nº / Professional ID.: 63664
Registro ANVISA nº. / ANVISA Registration nº.: 80523780005

WARNING

The use of Riellen's Healing and Protection Covers is specifically for use by qualified professionals with specific training in prosthetics and implantology, including diagnosis, planning and surgical protocol. They are indicated for surgical use. The Healing and Protection Covers provided by Riellen's are offered in **Non-sterile** condition.
 Never use Riellen's Healing and Protection Caps without performing the sterilization process previously.

1 – Intentions of Use

The Healing and Protective Covers have the function of preserving the platform and the inside of the implant, preserving, and increasing, if necessary, the inserted gum and adjust the thickness of soft tissues, healing the peri-implant gingival tissue.

2- Indication for Use

The indication for use of the Healing and Protection Covers is guided according to the following table:

HEALING COMPONENTS/PROTECTIVE COVER											
COMPONENTS	INDICATION FOR USE	FEATURES	CONNECTI ON	DIAMETER	HEIGHT mm						
					2	3	4	5	6	7	
	The Healer and the protective cover are used in the second phase of implant surgery, with the purpose of preserving the implant platform, creating a cylindrical space in the gingiva, carrying out adequate healing of the gingival tissue.	It is a single body component applied directly on the implant	HE	NP, RP, and WP	x	x	x	x	x	x	
			HI	NP, RP, WP, Ø3.75, 4.1, 4.3, 5.0, and 6.0	x	x	x	x	x	x	
			TI	NP, RP, WP, and 6.0	x	x	x	x	x	x	
			CM	Ø2.9, 3.3, 3.8, 4.0, 4.5, RN, WN, NC, RC, NP, WP	x	x	x	x	x	x	
		HE	NP, RP, and WP	It is a single body component applied directly on the intermediate part	NP, RP, WP, Ø3.75, and 6.0	NP, RP, WP and 6.0	2.9, RN, WN, NC, RC, NP, and WP	x	x	x	x
		HI	NP, RP, WP, Ø3.75, and 6.0								
		TI	NP, RP, WP and 6.0								
		CM	2.9, RN, WN, NC, RC, NP, and WP								

Key: HE: External Hexagon; HI: Internal Hexagon; CM: Morse Cone; TI: Inner Triangle

3 – Technical specifications and characteristics



Riellen's Healing and Protection Covers are manufactured in Titanium according to ASTM F136 and ISO 5832-3 (Standard Specification For Wrought Titanium-6Aluminium-4Vanadium). They are cylindrical in shape and have a hexagonal socket (1.2mm) or Unigrip on the upper end for the use of instruments and are provided non-sterile.

4 – Way of Presentation

Packaging

BE CAREFUL WHEN OPENING THE PACKAGE, PREVENTING FALLS, DEFORMATIONS, AND THE ACCUMULATION OF DIRT THAT MIGHT INTERFERE IN THE FINAL APPLICATION OF THE PRODUCT.

The Healing and Covers are individually packaged in PET blister packs with surgical grade paper ensuring the integrity and cleanliness until the professional uses them. Information such as description and fitting are available on the product label.



5 – Handling

To open the package, hold the blister firmly and pull the surgical paper, as indicated in the image above. The Healer and protective Cover must be used for a short term, and it is recommended to remove them within 30 days after implantation. For greater safety, protect surgical drape, avoiding that if the product is released into the mouth, it will not be swallowed or aspirated by the patient.

– Position the Healer/Protective Cover correctly over the implant connection and apply the recommended manual torque of 15Ncm, making sure that there are no micro gaps that allow the transit of microorganisms.

6 – Contraindications

The use of Riellen's Healing and protective covers are contraindicated in cases of patients who are allergic to any chemical element that make the raw material such as: V, Ti, Al, O, N, Fe, H and C.

7- Adverse Effects/Technical Complaints

Possible complications: Gingival inflammation, localized infections, maladaptation, mechanical problems

8-Component cleaning

Riellen's makes available all its Healing and Protective Covers Sanitized.

9 – Sterilization

These products are provided non-sterile; thus, they shall be sterilized in an autoclave.

- Use chemical and biological indicators for each sterilization cycle, according to practice protocol.
- Allow Riellen's Healing /Protective Covers to dry and cool in the autoclave before handling to avoid contamination.
- Riellen's recommends sterilization at the parameters of 134 °C for 15 minutes.
- Riellen's recommends placing the components in their own packaging for sterilization in an autoclave.

10 – Precautions and Warnings

– The use of components or instruments that are not compatible will render all warranties void. The correct use and handling of this product is the sole responsibility of the user. Riellen's takes no responsibility for damages resulting from incorrect use of its products.

-The environment for installing the prosthesis must be clean and suitable for the handling and use of health products.

– Healing and Protective covers are instruments of the **"FORBIDDEN TO REPROCESS"** type; the reuse of the components will result in damage to the patient's health who may come in contact with a contaminated product.

– Torque superior to the recommendation may result in damage to the socket, fracture or locking of the Heaters and Protection Covers, causing implant failure. Torque lower than the recommendation may result in component loosening, which may lead to poor healing of the gingival tissue.

WARNING

Dental product intended for use by qualified professionals. Provided NON-STERILE, never reuse Riellen's Healing /Protective Cover, risk of infection with infectious agents. Caution when Handling the component, risk of accidentally aspirating or swallowing.

11 – Alerts/Cautions

In case of technical complaints or adverse events with Riellen's products, please notify us through SAC (Customer Service).
– Ensure that the Healing and protective covers are correctly aligned to prevent thread wear.
– In the event of damage to the package (blister) or after the expiration date, Riellen's Healing and Protective covers cannot be used.
– Any used components that must be returned to the after-sales service should be shipped sterile after pre-disinfection, cleaning, and decontamination in the practice.

12 – Storage Conditions

Always store at room temperature between 15 °C and 35 °C in the original package. Do not expose to direct sunlight.

13 – Product Disposal

For the disposal of the Healing and Protective covers used or considered inadequate, it is necessary to follow the current legal procedures for the disposal of products, and they must be defused by being cut, bent, or filed away.












14 – Expiration Date and Batch

See the manufacture date, expiration, and batch on the package.

15 – ALERT INSTRUCTION FOR USE

This INSTRUCTION FOR USE is available in non-printed (electronic) format, through the electronic address of the manufacturer at <http://www.riellens.com.br/>. The INSTRUCTIONS FOR USE are indexed on the website through the respective product TRADE NAME, informed on the label of the product purchased. If it is in the professional's interest, the INSTRUCTIONS FOR USE may be provided in printed form, at no additional cost. The request must be made to the SAC (Customer Service) of the manufacturer.

16. Symbo

 REF	Número no catálogo Catalogue number Número de catálogo	 BR	Data de Fabricação Date of manufacture Fecha de fabricación		Manter seco Keep dry Mantener seco		Não estéril Non-Sterile No estéril
 LOT	Código de lote Batch code Código de lote		Válido até Use by Fecha de caducidad		Manter ao abrigo do sol Keep out of the sun Mantener fuera del sol		Consulte as instruções de uso / Consult instructions for use / Consulte las instrucciones de uso
	Fabricado por Manufacturer Fabricante		Não utilizar se a embalagem danificada Do not use if package is damaged No utilizar si el envase está dañado		Produto de uso único Single-use Product Producto de un solo uso		



RIELLEN'S INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP.

Rua Fernando de Noronha, 785 – Jardim
Margarida CEP: 06730-000 Vargem Grande
Paulista/SP – Brazil CNPJ (Corporate Taxpayer
Registration): 01. 459. 567/ 0001-9 AUTHORIZ/MS:
8.05237.8 SAC / Customer Service: 55 11 4158 –
9218 email: sac@riellens.com.br
www.riellens.com.br

Technician in Charge/Technical Responsible:
Vanessa Guimarães Souza de Castro
CRFSP No. / Professional ID: 63664
ANVISA Registration No.: 80523780005

ATENCIÓN

Los Pilares de cicatrización y Tapones protectores de Riellen's son específicos para ser utilizados por profesionales habilitados, con formación específica en prótesis e implantología, incluyendo el diagnóstico, la planificación y el protocolo quirúrgico. Están indicados para uso quirúrgico. Los Pilares de cicatrización y Tapones protectores suministrados por Riellen's están disponibles en estado **no estéril**.



No utilice nunca los Pilares de cicatrización y Tapones protectores Riellen's sin realizar el proceso de esterilización antes de su uso.

1 - Uso previsto

La función de los Pilares de cicatrización y Tapones protectores es preservar la plataforma y el interior del implante, conservar y aumentar, si es necesario, la encía insertada y ajustar el grosor de los tejidos blandos, sanando el tejido gingival periimplantario.

2 - Indicaciones de uso

La indicación del uso de los Pilares de cicatrización y Tapones protectores se orienta según la siguiente tabla:

COMPONENTES DE PILARES DE CICATRIZACIÓN / TAPONES PROTECTORES										
COMPONENTES	INDICACIONES DE USO	CARACTERÍSTICA	CONEXIÓN	DIÁMETRO	ALTURAS mm					
					2	3	4	5	6	7
	<p>El Pilar de cicatrización y el Tapón protector se utilizan en la segunda fase de la cirugía de implantes, con el objetivo de preservar la plataforma del implante, crear un espacio cilíndrico en la encía y realizar una adecuada cicatrización del tejido gingival.</p>	<p>Es un componente de un solo cuerpo que se aplica directamente al implante.</p>	HE	NP, RP y WP	x	x	x	x	x	x
			HI	NP, RP, WP, Ø3.75, 4.1, 4.3, 5.0 y 6.0	x	x	x	x	x	x
			TI	NP, RP, WP y 6.0	x	x	x	x	x	x
			CM	Ø2.9, 3.3, 3.8, 4.0, 4.5, RN, WN, NC, RC, NP, WP	x	x	x	x	x	x
		<p>Es un componente de un solo cuerpo que se aplica directamente a la pieza intermedia.</p>	HE	NP, RP y WP						
			HI	NP, RP, WP, Ø3.75, y 6.0						
			TI	NP, RP, WP y 6.0						
			CM	2.9, RN, WN, NC, RC, NP y WP						

Referencias: HE: Hexágono externo; HI: Hexágono interno; CM: Cono Morse; TI: Triángulo interno


3- Especificaciones y características técnicas

Los Pilares de cicatrización y Tapones protectores Riellen's se fabrican en titanio de acuerdo con la norma ASTM F136 e ISO 5832-3 (Standard Specification For Wrought Titanium-6 Aluminium-4 vanadium). Tienen forma cilíndrica y cuentan con un casquillo hexagonal (1,2 mm) o Unigrip en el extremo superior para el uso de instrumentos y se suministran sin esterilizar.

4 - Forma de presentación del embalaje

CUIDADO AL ABRIR EL ENVASE, EVITAR CAÍDAS, DEFORMACIONES Y ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD QUE PUEDAN INTERFERIR EN LA APLICACIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

Pilares de cicatrización y Tapones se envasan individualmente en blísteres de PET con papel de calidad quirúrgica que garantizan la integridad y la limpieza hasta que el profesional los utilice. Información como descripción y montaje están disponibles en la etiqueta del producto.



5 - Manipulación

Para abrir el envase, sujete el blíster firmemente y tire del papel quirúrgico, como se indica en la imagen anterior. El Pilar de cicatrización y el Tapón protector se deben usar durante un corto periodo de tiempo y se recomienda su extracción dentro de los 30 días posteriores a la instalación. Para mayor seguridad, proteger el campo quirúrgico, evitando que si el producto se afloja en la boca, no sea tragado ni aspirado por el paciente.

- Posicione el Pilar de cicatrización / Tapón protector correctamente sobre la conexión del implante y aplique el par de apriete manual recomendado de 15 Ncm, asegurándose de que no haya microespacios que permitan el tránsito de microorganismos.

6 - Contraindicaciones

El uso de los Pilares de cicatrización y Tapones protectores de Riellens está contraindicado en casos de pacientes alérgicos a cualquier elemento químico que componga la materia prima como: V, Ti, Al, O, N, Fe, H y C.

7- Efectos adversos / Reclamación técnica

Posibles complicaciones: inflamación de las encías, infecciones localizadas, mala adaptación, problemas mecánicos

8-Limpieza de los componentes

Riellens ofrece todos sus Pilares de cicatrización y Tapones protectores desinfectados.

9 - Esterilización

Estos productos se suministran sin esterilizar, por lo que se deben esterilizar en autoclave.

- Use indicadores químicos y biológicos para cada ciclo de esterilización, según protocolo del consultorio.
- Deje que los Pilares de cicatrización / Tapón protector de Riellens se sequen y enfrien en autoclave antes de manipularlos, para evitar la contaminación.
- Riellens recomienda la esterilización a 134 ° C durante 15 minutos.
- Riellens recomienda colocar los componentes en el envase adecuado para su esterilización en autoclave.

10 - Precauciones y advertencias

- El uso de componentes o instrumentos que no sean compatibles anulará todas las garantías. El correcto uso y manipulación de los productos es responsabilidad exclusiva del usuario. Riellens no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes del uso incorrecto de sus productos.
- El entorno para la instalación de la prótesis debe ser limpio y adecuado para la manipulación y uso de productos sanitarios.
- Está **"PROHIBIDO REPROCESAR"** los Pilares de cicatrización y Tapones protectores, la reutilización de componentes resultará en daño a la salud del paciente que pueda entrar en contacto con un producto contaminado.
- La torsión más allá del par de apriete recomendado puede provocar daños en el encaje, la fractura o el bloqueo de los Pilares de cicatrización y Tapones protectores provocando el fallo del implante. Una torsión menor que el par de apriete recomendado puede provocar el aflojamiento del componente, lo que puede provocar una mala cicatrización del tejido gingival.

ATENCIÓN

Producto odontológico destinado a ser utilizado por profesionales habilitados. Suministrado NO ESTÉRIL, nunca vuelva a utilizar los Pilares de cicatrización / Tapones protectores de Riellens, riesgo de infección con agentes infecciosos. Precaución al manipular el componente riesgo de succión o deglución accidental.

11 - Advertencias / precauciones

- Si se producen reclamaciones técnicas o eventos adversos con los productos Riellens, notifíquenos a través del Servicio de atención al cliente.
- Asegúrese de que los Pilares de Cicatrización y Tapones protectores estén correctamente alineadas para evitar el desgaste de las roscas.
- En caso de daños en el envase (blíster) o después de la fecha de vencimiento, no se pueden utilizar los Pilares de Cicatrización y Tapones protectores de Riellens.
- Cualquier componente usado que se deba devolver al servicio posventa se debe enviar estéril después de la pre-desinfección, limpieza y descontaminación en el consultorio.

12 - Condiciones de almacenamiento

Conservar siempre a temperatura ambiente entre 15°C y 35°C en el envase original. No exponer a la luz solar directa.

13 - Eliminación del producto

Para deshacerse de los Pilares de Cicatrización y Tapones protectores usados o considerados inadecuados, se deben seguir los procedimientos legales para la eliminación de productos y deben ser descaracterizados y pueden ser cortados, doblados o limados.


14 - Período de validez y lote

Fecha de fabricación, período de validez y lote ver envase.

15 - AVISO DE INSTRUCCIONES DE USO

Estas INSTRUCCIONES DE USO están disponibles en formato no impreso (electrónico), a través del sitio web del fabricante www.riellens.com.br. Las INSTRUCCIONES DE USO están indexadas en el sitio web a través del NOMBRE DEL PRODUCTO respectivo, informado en la etiqueta del producto adquirido. Si es de interés para el profesional, las INSTRUCCIONES DE USO se pueden proporcionar de forma impresa sin costo adicional. La solicitud se debe realizar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) del fabricante.

16. Simbología

 REF Número no catálogo Catalogue number Número de catálogo	 BR Data de Fabricação Date of manufacture Fecha de fabricación	 Manter seco Keep dry Mantener seco	 Desenvolva ao ar livre antes do uso Não estéril Non-Sterile No estéril
 LOT Código de lote Batch code Código de lote	 Válido até Use by Fecha de caducidad	 Manter ao abrigo do sol Keep out of the sun Mantener fuera del sol	 Consulte as instruções de uso / Consult instructions for use / Consulte las instrucciones de uso
 Fabricado por Manufacturer Fabricante	 Não utilizar se a embalagem danificada Do not use if package is damaged No utilizar si el envase está dañado	 Produto de uso único Single-use Product Producto de un solo uso	



RIELLEN'S INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP.
Rua Fernando de Noronha 785 - Jardim
Margarida Código postal: 06730-000 Vargem
Grande Paulista/SP – Brasil CNPJ. 01. 459. 567/
0001-93 AUTORIZ/MS: 8.05237.8
SAC / Consumer Attendance Service: 55 11
4158 - 9218 e-mail: sac@riellens.com.br
www.riellens.com.br

Resp. Técn./ Technical Responsible / Resp. Técn.:
Vanessa Guimarães Souza de Castro
CRFSP n.º / Professional ID.: 63664
Registro ANVISA n.º / ANVISA Registration n.º: 80523780005